

اندازه گیری سائز مردمک ها در بخش های ویژه

انواع مردمک

مردمک کوچک یا نوک سوزنی:

مردمک کوچک دو طرفه ۵/۲-۱ میلی متر می باشد و نشاندهنده آسیب راه های سمپاتیکی در هیپوتالاموس یا آنسفالوپاتی متابولیک می باشند. (+۱)

مردمک ته سوزنی:

مردمک ها کمتر از ۱ میلی متر می باشند که نشاندهنده اثرات مورفین، هروئین و سایر نarkotیک ها می باشد.

مردمک متسع:

مردمک ها ثابت، متسع و دو طرفه می باشند که ممکن است در اثر آنوکسی شدید و اثرات سمپاتومیمتیک باشد. همچنین میتواند اثرات آتروپین، فنوتیازین، یا ضد افسردگی سه حلقه ای باشد.

مردمک متوسط ثابت:

مردمک هایی که در خط وسط هستند و کمی متسع می باشند و در واکنش به نور اندازه ثابت دارند و در آسیب مغز میانی دیده می شوند.

0 مردمک ته سوزنی

1 مردمک نوک سوزنی

2 مردمک نرمال

3 مردمک دیلاته

4 میدریاز دوپل

اگر سائز مردمک همراه با ریکشن به نور بود کنار سائز (+) و اگر بدون ریکشن به نور بود کنار سائز (-) ثبت گردد.

گردد.

تهیه کننده : سوپروایزر آموزشی